

OVERLINE

ITALIA



Infinity

Tecnologia Made In Italy 

LYMPHO SYNERGY

RIPARTI CON SLANCIO



-  PRESSO MASSAGGIO
-  LINFODRENAGGIO
-  ELETTO RIMODELLAMENTO
-  WARM SYSTEM



Dimensioni: L600 x P570 x H1260

Tonicità leggerezza e vitalità

Overline Infinity Lympho Synergy è l'innovativa apparecchiatura di Overline per lo snellimento della silhouette, che utilizza la sinergia di calore e Presso-Massaggio potenziando i benefici e gli effetti estetici di entrambi. Un sistema unico nel suo genere, una grande novità per il settore estetico. Gli effetti del Presso-Massaggio **Overline** sono ampiamente conosciuti. I suoi gambali e bracciali con gonfiaggio progressivo e camere d'aria interne sovrapposte, impediscono il ritorno veno-linfatico, simulando il passaggio delle mani e garantendo un massaggio uniforme. L'innovazione **Overline** sta nell'abbinamento del Presso-Massaggio all'azione riducente del calore, una felice unione che potenzia il trattamento, rendendolo più efficace e più piacevole.

Il risultato finale di **Overline Infinity Lympho Synergy** è la progressiva diminuzione delle circonferenze, grazie al riassorbimento dello stato edematoso e al miglioramento della circolazione veno-linfatica. I fanghi e i bendaggi iSol, studiati ad hoc per i trattamenti con le apparecchiature **Overline**, svolgono un'azione complementare importante.

In Dotazione

3130-12-PWF-INF Gambale modello **DE LUX** da **12 SETTORI**

(Gambe, Addome & Corpetto Braccia)

3130-08-PWF-INF Gambale modello **DE LUX** da **8 SETTORI**

(Gambe & Addome)





SUPER SILENT TECHNOLOGY

Questa apparecchiatura è dotata di un motore di nuova generazione che rende il trattamento più silenzioso e il tuo lavoro efficiente nel tempo con una durata di 5000 ore pari a 10000 trattamenti.



6 PROG. CORPO GENERALE

Trattamenti che permettono di lavorare contemporaneamente gli arti inferiori e gli arti superiori. Programmi diversificati in base alle singole esigenze e problematiche della cliente.

- 1) PERISTALTICO CLASSICO SOFT
- 2) PERISTALTICO CLASSICO INTENSE
- 3) MISTO SOFT
- 4) MISTO INTENSE
- 5) MISTO SUPERIORE
- 6) MISTO INFERIORE

4 PROG. BRACCIA

Trattamento ascendente peristaltico a 4 settori. Favorisce lo scarico di liquidi, rimodellando la parte trattata.

- 1) PERISTALTICO CLASSICO SOFT
- 2) PERISTALTICO CLASSICO INTENSE
- 3) BRACCIA GONFIE - PESANTI
- 4) SPECIAL DREN

12 PROG. GAMBE


Trattamenti a 8 settori che agiscono sugli arti inferiori. Programmi diversificati in base alle singole esigenze e problematiche della cliente.

- 1) PERISTALTICO CLASSICO SOFT
- 2) PERISTALTICO CLASSICO INTENSE
- 3) COULOTTE DE CHEVAL COMPATTA
- 4) COULOTTE DE CHEVAL MOLLE
- 5) DREN CELL COMPATTA
- 6) DREN CELL MOLLE
- 7) EDEMA DREN (40MMHG) VODDER
- 8) ADDOME
- 9) GRAVIDANZA (con prescrizione medica)
- 10) LINFO DREN INTENSE
- 11) LINFO DREN SOFT
- 12) EDEMA DREN GAMBE (40mmHg)



PRESS MASSAGE

Azione Rivitalizzante




Il **Presso Massaggio** contribuisce al ripristino della funzionalità veno-linfatica, favorendo la circolazione periferica. Svolge un'attività drenante, riducendo il gonfiore e la tensione muscolare. Ha un importante effetto disintossicante, rivitalizzante, migliora l'ossigenazione dei tessuti e previene la formazione degli inestetismi della cellulite. Questo trattamento è particolarmente rilassante e genera un senso di benessere e di leggerezza.



PULSE MASSAGE

Azione Drenante




Il nuovo sistema **PULSE** di **Overline Infinity Lympho Synergy** nasce dagli studi dei laboratori scientifici **Overline** al fine di rendere il trattamento di drenaggio/massaggio, effettuato dall'apparecchiatura, ancora più gradevole e più simile al massaggio manuale.

La tecnologia **PULSE** si avvale di un sistema computerizzato e gestito da **Overline Infinity Lympho Synergy**, in grado di effettuare una pressione pulsata e continua in ogni settore. La pressione pulsata e intermittente crea una maggior sollecitazione, migliorando gli effetti del trattamento di Presso-Massaggio. L'azione stimolante del tessuto sottocutaneo migliora la contrattilità e il metabolismo muscolare, agendo per via riflessa sul circolo arterioso e attivando un meccanismo naturale di drenaggio.

PRESS WARM


Azione Riducente



Il calore genera effetti gradevoli e reali benefici sul corpo quali: aumento del microcircolo con conseguente miglioramento degli scambi interstiziali e aumento del metabolismo locale. L'aumento del metabolismo ha un'azione trofica, ossia di nutrimento tessutale, ma anche di ossigenazione, attività che agisce efficacemente sugli inestetismi causati dalla cellulite. Il meccanismo di scambio e attivazione del metabolismo (locale) è in grado di favorire la disintossicazione. Infine il calore ha importanti proprietà di attivazione dei principi attivi contenuti nei Fanghi Attivi e nei Bendaggi specifici di **iSol Beauty**.

FISIOSTIMOLAZIONE PROFONDA

Azione Tonificante



La Fisiostimolazione Modellante utilizza frequenze che variano da 30 a 80 Hz. Ideale per un'azione tonificante e consigliata in presenza di tessuti rilassati, questo trattamento agisce su tutta la lunghezza dei muscoli, mantiene la pelle elastica, stimola il flusso della linfa, migliorandone il transito, aiuta a liberare gli ingorghi che si creano, accelerando ulteriormente il deflusso.

Trattamento rimodellante: fasi preparatorie

Le fasce per la Fisiostimolazione si applicano sopra ai bendaggi **iSol Beauty**, che hanno proprietà idratanti, tonificanti, anti-cellulite, riducenti, drenanti, defaticanti.

SISTEMA DI COLLEGAMENTO EASYLOCK



Uno dei problemi più comuni nel collegamento dei cavi per il pressomassaggio è il loro inserimento non perfetto. In questo caso, la tecnologia non potrebbe funzionare, causando disagi alla cliente già pronta per il trattamento. **Overline**, che da sempre ascolta i pareri e le opinioni delle Estetiste, ha ideato “**EASYLOCK**”, un sistema semplice ma all'avanguardia, che raggruppa tutti i cavi in un unico connettore dalle fattezze particolari, il quale dovrà essere semplicemente collegato nell'apposita presa sul retro dell'apparecchiatura. Il groviglio dei cavi sarà solo un cattivo ricordo.

Overline è dalla parte dell'Estetista professionista e la ascolta per facilitarle il futuro!



Camera d'aria posizionata sotto la soletta di Lejars e triangolo della volta per migliorare la spinta di ritorno.



Gambale per arti inferiori adattabile sia in altezza che in circonferenza, grazie al velcro che offre una perfetta tenuta.



Triangolo regolabile per migliorare la pressione a livello dei gangli inguinali e per gestire la proporzione all'altezza dei fianchi.

suddiviso in piede, gamba, mutandina con apertura dei gangli linfatici, corpetto regolabile lateralmente e include il comodo marsupio per riporre tutte le parti che compongono i gambali. I settori delle braccia sono divisi in 4 e hanno una camera specifica per i gangli linfatici sotto ascella. Regolabili in altezza e sul perimetro con camera d'aria intercambiabili.



Cinghie di sicurezza per garantire durante la fase di espansione delle camere d'aria la perfetta aderenza lungo tutte le zone trattate.



Telino protettivo progettato con materiali biocompatibili, lavabile in completa sicurezza.



Camere d'aria sovrapposte, ispezionabili e sostituibili singolarmente.





VIDEO EDUCATIONAL

Il cuore tecnologico dell'apparecchiatura, grazie all'avanzato software, offre la possibilità di visualizzare alcuni video che aiutano a chiarire dubbi e migliorare la manualità. All'avanguardia in termini di servizio, **Overline Infinity Lympho Synergy** è sempre al fianco dell'operatrice estetica professionale per offrire un risultato di eccellenza. I video tutorial relativi ai singoli protocolli e alle specifiche manualità, sono facilmente consultabili tramite il touchscreen 10". **Overline** ha pensato a questa soluzione, per permettere a chiunque, in caso di una piccola dimenticanza, oppure in occasione dell'inserimento di nuove operatrici, di poter effettuare un'autoformazione al fine di raggiungere le abilità necessarie per offrire e garantire il miglior servizio al cliente.



PERFORMANCE PERFETTE

Protocolli e performance effettuati all'interno dell'Azienda* rispettando i metodi di lavoro suggeriti, confermano la sinergia fra la tecnologia **Overline** e i cosmetici **iSol. Beauty** garantendo la massima efficacia del trattamento.




SISTEMA INTUITIVO

L'avanzato software di **Overline Infinity Lympho Synergy**, permette di godere di numerose ed evolute funzioni e di comandare l'apparecchiatura attraverso il monitor 10" in modo semplice, veloce ed intuitivo. Monitor che, per come è concepito, diventa immediatamente uno strumento fondamentale per implementare il lavoro della professionista.

Con pochi piccoli gesti, l'operatrice è in grado di effettuare una consulenza a 360° della situazione specifica e fisica del cliente. Può esaminare le immagini, controllare programmi e trattamenti, avere accesso ai dati della propria clientela. Inoltre può verificare la situazione degli step di trattamento da eseguire, fornendo all'estetista la possibilità di motivare e coinvolgere maggiormente il proprio cliente. All'interno del percorso guidato si possono anche visualizzare alcuni video che aiutano a chiarire dubbi e migliorare la manualità.





INFINITAMENTE

Bella

Overline Infinity è una scelta di innovazione per l'istituto di bellezza. È la possibilità di infiniti trattamenti personalizzati con la sinergia di tecnologie di ultima generazione. È l'interfaccia intuitiva e la semplicità nell'utilizzo. È l'efficacia dei trattamenti e la soddisfazione del cliente del Centro. È il continuo supporto formativo per consentire ad ogni operatrice di sfruttare al meglio tutte le potenzialità offerte dalle apparecchiature. È la sicurezza di utilizzare sistemi rigorosamente testati, certificati e costruiti rispettando le normative vigenti. È un design dalle linee sinuose, bello da vedere e adattabile a qualsiasi ambiente.

Infinity è per chi ha un obiettivo e non vuole perderlo di vista!

I DETTAGLI

Il Monitor reclinabile elettronicamente di *Overline Infinity* favorisce la facile programmazione e il controllo del lavoro, offrendo una chiara visione del trattamento anche al cliente. Un ampio cassetto superiore e un vano portaoggetti consentono di riporre materiali e cosmetici, mentre il ripiano sagomato sul retro dell'apparecchiatura permette l'ordinato alloggiamento dei manipoli.



Vano porta oggetti



Ampio cassetto superiore

Il concetto di personalizzazione per *Overline Infinity* è molto importante. Ogni tecnologia dispone dell'avanzato sistema di lettura *Contactless Card*, attraverso il quale per ogni cliente, viene inserita la sequenza del suo trattamento, memorizzando gli step effettuati e quelli da effettuare in modo da ottimizzare i tempi.



Contactless Card





GARANZIA 36 MESI
ZERO
PENSIERI



L'apparecchiatura **Overline Infinity Body Synergy Laser 908 nm** è garantita da difetti di materiale e manodopera, franco fabbrica, per un periodo di 36 mesi. Per attivare le condizioni di validità della garanzia è molto semplice, basta compilare in tutte le sue parti il modulo di Garanzia che si trova all'interno della confezione di **Infinity Body Sculpt**, e inviarlo a **Overline** entro e non oltre 10 giorni dalla data di acquisto.



COSMETICA INTEGRATA

L'accoppiata **Overline Infinity Lympho Synergy** e cosmetica integrata **iSol. Beauty**, è sinonimo di risposte concrete a tutte le esigenze estetiche. I cosmetici **iSol. Beauty** sono studiati ad hoc per lavorare in modo efficiente con le tecnologie di cui è dotata l'apparecchiatura, per la massima soddisfazione dell'operatrice e un'eccellente beauty experience del cliente.



1 1 1 2 3 3 3 3

Fanghi
1 FANGO-CELL
Fango crema con argilla bianca, fieno greco e sali del mar morto
ISO.MUD.100
[1000ml]

Gel conduttore
2 DRENA-TONE GEL
Gel conduttore effetto tonificante riattivante con ginseng
ISO.TONE.200
[1000ml]

Detersione
3 CLEANSING SOFT MOUSSE
detergente
Dermocompatibile
Viso & Corpo
ISO.FOAM.150
[150ml]

Emulsione
4 HYDRABODY FIT
Emulsione Corpo Effetto Tonificante
ISO.BODY.200 [200ml]

Fanghi
5 FANGO-SLIM
Fango crema con argilla verde alghe attive e tè verde
ISO.MUD.200
[1000ml]

Gel conduttore
6 LIPO-CELL GEL
Gel conduttore cellulite e adipe con guaranà e tè verde
ISO.DREN.100
[1000ml]

Emulsione
7 HYDRABODY CELL
Emulsione Corpo Cellulite
ISO.BODY.100
[200ml]

Scrub
8 THALASSO SCRUB
Scrub salino con noccioli di argan e oli naturali
ISO.SCRUB.500
[500ml]



9 10 11 12 13 14

Bendaggi
9 DRAIN ACTIVE
Drenante Detox
ISO.BE.115

Bendaggi
10 REDU CELL
Effetto Riducente Cellulite*
ISO.BE.125

Bendaggi
11 SLIM REDUCING
Effetto Snellente
ISO.BE.120

Bendaggi
12 TONE UP
Effetto Volume
ISO.BE.110

Bendaggi
13 COMPACT FRESH
Trattamento con Effetto Tonificante
ISO.BE.105

Bendaggi
14 THERMO CELL
Trattamento Termico Effetto Riducente
ISO.BE.100


* Inestetismi causati dalla cellulite.

Da sempre al servizio delle operatrici estetiche

Avanguardia ed Innovazione sono le terminologie ideali per identificare **Overline**. Una storica azienda milanese, leader indiscussa nella produzione e commercializzazione di apparecchiature hi-tech per l'estetica professionale.

Nasce nel 1989 e, da allora, la si può descrivere semplicemente "una storia di successo". Una realtà che esprime il proprio stile aziendale attraverso un impegno etico e una gestione commerciale attenta e responsabile.

Le terminologie adottate nei materiali informativi aziendali, per definire tecnologie e caratteristiche, sono quelle permesse a livello internazionale e comunemente utilizzate



Overline - Reception



Overline - Corso di formazione

Ricerca & Sviluppo

Cuore pulsante dell'azienda, l'innovativo laboratorio di Ricerca e Sviluppo è il luogo dove Tecnologie dalle elevate prestazioni e dal semplice utilizzo, forniscono risposte efficaci alle esigenze degli operatori professionali dell'estetica. Sistemi differenti, più sicuri e dalle molteplici funzionalità per il viso, il corpo e l'epilazione

Made in Italy

Una produzione al 100% Made in Italy, che offre vantaggi competitivi in termini di prestazioni, sicurezza e servizio al cliente. Le tecnologie Overline sono distribuite presso i migliori centri estetici e istituti di bellezza su tutto il territorio italiano e in tutti i paesi europei oltre che in Sud America, Messico, Africa e Asia.

Certificazioni

Overline è un marchio **Technology S.r.l.**, un'azienda che si impegna costantemente nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie, per offrire al mercato dell'estetica professionale, innovativi sistemi che offrono risultati visibili ma allo stesso tempo rispettano la massima sicurezza dell'operatore e del cliente. Oggi **Technology**, forte della sua grande esperienza, ha ottenuto delle importanti certificazioni che attestano il pieno rispetto delle normative e degli standard internazionali nella produzione di apparecchiature biomedicali, elettroestetica e cosmetica. Le certificazioni che rendono tutte le tecnologie di altissimo livello sono le seguenti:



TÜV Rheinland ISO 9001:2015. Rappresenta la certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità, riconosciuta a livello internazionale, garantisce che le apparecchiature rispettino il sistema di gestione previsto dalla norma per la progettazione, la produzione, la vendita, lo sviluppo e la ricerca.

TÜV Rheinland ISO 13485:2016. La certificazione relativa al Sistema di Gestione Qualità per Dispositivi Medici, è uno standard di riferimento di Qualità nell'ambito delle procedure regolamentari che disciplinano la progettazione, la produzione e l'immissione in commercio dei Dispositivi medici.

TÜV Rheinland ISO 45001:2018. Relativa allo standard per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori.

www.tuv.com ID 9105082302




OVERLINE

ITALIA



Infinity



CHIAMA IL +39 02 539 1328

www.infinity.overline.it



Overline si riserva il diritto di apportare modifiche alle apparecchiature descritte, in qualsiasi momento e senza preavviso. Le apparecchiature Overline sono progettate e programmate per ottenere risultati sugli inestetismi senza passare il limite estetico consentito.



Overline Infinity è un marchio Technology S.r.l.